

# Zilveren orthesen

*Voor pols, vinger en hand*

In deze flyer geven wij u informatie over zilveren orthesen. U leest wat hun functie is, hoe ze worden aangemeten en bij welke aandoeningen ze kunnen worden voorgeschreven. Heeft u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw instrumentmaker of bel ons: 010 241 2555. Meer informatie over orthesen vindt u ook op onze website: [www.rijndam.nl](http://www.rijndam.nl).



### Zilveren orthesen

Als u (chronische) klachten heeft aan pols-, vinger- en/of hand dan kunnen uw klachten verminderd of verholpen worden door het dragen van op maat gemaakte zilveren orthesen. Deze orthesen, ook wel zilversplints genoemd, zijn kleine spalkjes, die veel weg hebben van een mooi sieraad. Dit kan het voor u makkelijker maken om de orthese te accepteren en te dragen. De zilveren orthesen worden op voorschrift van een arts aangemeten en besteld door onze instrumentmakers of gemaakt door onze zilversmid.



### Wanneer zilveren orthesen?

Zilveren orthesen worden voorgeschreven als u last heeft van pols-, hand- of vingerklachten. Bijvoorbeeld bij een chronische aandoening zoals reuma, het Ehler Danlos Syndroom, M.S., spierdystrofie of RSI. De orthesen kunnen ook worden voorgeschreven als u, door een ongeval, blijvend letsel aan uw hand of vingers heeft opgelopen.

### Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze onze instrumentmakers of neem telefonisch contact met ons op via 010 241 2555.

Rijndam Orthopedietechniek  
Westersingel 300  
3015 LJ Rotterdam  
010 241 2555  
[orthopedietechniek@rijndam.nl](mailto:orthopedietechniek@rijndam.nl)  
[www.rijndam.nl/orthopedietechniek](http://www.rijndam.nl/orthopedietechniek)

**RJNDAM**  
ORTHOPEDIETECHNIEK

Rijndam Orthopedietechniek is onderdeel van De Hoogstraat Orthopedietechniek



### Waarom zilveren orthesen?

De zilveren orthesen kunnen gewrichten corrigeren, bewegingen onmogelijk maken en ondersteunen. Veel voorkomende toepassingen van de orthesen zijn het corrigeren van de stand van de vingers bij reuma, het bij elkaar houden van de vingers of het stabiliseren van de pols of duim. Tijdens uw eerste afspraak bepaalt u samen met de instrumentmaker de gewenste functie en vorm van de orthese(n) en krijgt u uitleg over de werking van het hulpmiddel.



### Zilveren orthesen in gebruik

Zilver veroorzaakt geen transpiratie of irritatie en is duurzaam en mooi. Het materiaal leent zich prima voor goede en blijvende pasvormen. Dankzij de slanke modellering blijven de vingers bovendien zoveel mogelijk vrij. U kunt dus goed blijven voelen. De zilveren orthesen zijn niet zwaar en gaan jaren mee. U kunt de ringen onderhouden met zilverpoets.



### Afleveren

Bij aflevering wordt gekeken of de orthese goed past. Als dit zo is, krijgt u de orthese mee naar huis. U ontvangt van de instrumentmaker verdere informatie over het opbouwen van de draagtijd van uw orthese, het aan- en uittrekken, onderhoud en wat te doen bij problemen.