

Siliconen pols-handorthesen

In deze folder geven wij u informatie over siliconen pols-hand-orthesen. U leest wat hun functie is, bij welke aandoeningen ze worden voorgeschreven, hoe ze worden aangemeten en hoe u de orthese het beste kunt onderhouden.



De siliconen pols-handorthese

Een siliconen orthese helpt bij klachten aan uw pols of hand. Bijvoorbeeld bij instabiliteitsklachten of overbelastingsklachten. De orthese ondersteunt, stabiliseert of corrigeert de stand van uw hand of pols. Daardoor kunnen uw klachten minder worden, worden verholpen of een verergering van uw klachten kan worden voorkomen. Een siliconen orthese is een hulpmiddel en wordt met name gebruikt voor ondersteuning en immobilisatie (een beweging onmogelijk maken).



Voordelen van een siliconen orthese

Siliconen orthesen zitten comfortabel en zijn huidvriendelijk. Drukplekken bij een gevoelige huid nemen af. Silicone laat ook lichte vormveranderingen toe. Bij een reumatische aandoening waarbij de gewrichten snel kunnen veranderen, zal de orthese daardoor voor minder problemen zorgen. Ook bij andere aandoeningen, zoals breuken, uit de kom schieten of hypermobiliteit, is silicone erg geschikt. Siliconen orthesen hebben een gunstige invloed op het rijpingsproces van littekenweefsel. Een siliconen orthese kan worden gebruikt tijdens zwemmen en andere activiteiten.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze onze instrumentmakers of neem telefonisch contact met ons op via 010 241 2555.

Rijndam Orthopedietechniek
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
010 241 2555
orthopedietechniek@rijndam.nl
www.rijndam.nl/orthopedietechniek

RJNDAM
ORTHOPEDIETECHNIEK

Rijndam Orthopedietechniek is onderdeel van De Hoogstraat Orthopedietechniek



Aanmeten

Tijdens uw eerste afspraak bepaalt u samen met uw instrumentmaker de gewenste functie van uw orthese en krijgt u uitleg over de werking. Siliconen orthesen worden door onze instrumentmakers op maat gemaakt op basis van uw wensen en behoeftes. U kunt zelf een kleurencombinatie kiezen. Siliconen orthesen kunnen worden gemaakt in elke gewenste lengte en omvang.



Wennen

Het is normaal dat u de eerste dagen moet wennen aan uw orthese. Het kan onwennig aanvoelen als sommige bewegingen in de pols of hand niet meer mogelijk zijn. Dit is juist de functie van de orthese. Op deze manier komt het gebied waar de klachten zich voordoen tot rust. Doe de orthese even uit als u er last van heeft. Na 1 tot 2 weken moet u aan de orthese gewend zijn. De orthese mag geen pijn doen of irriteren. Als dat wel zo is, neemt u dan contact met ons op.



Onderhoud

Een siliconen orthese is goed schoon te maken. De orthese is afwasbaar met water en een niet agressieve zeep. Spoel de orthese goed na om zeepresten te verwijderen en droog de orthese daarna goed af. U kunt de binnenkant van de orthese dagelijks schoonmaken met alcohol. Dit vermindert eventuele geurtjes. Gebruik nooit aceton of wasbenzine.